Медстандарт

neoFroxx
For a greener laboratory

InvivoGen
Innovation within reach

Worthington
Biochemical Corporation

Реагенты для культуры клеток

- ✓ Для исследований
- ✓ Для производства
- ✓ Для диагностики



Разделы

2 – 13 **Культуральные среды**
- Классические среды, жидкие
- Классические среды, сухие
- Специализированные среды
- Среды для насекомых
- Криоконсервация
- Добавки к средам
- Добавки к специализированным средам
- Реагенты и наборы для тестирования и лечения микоплазмы
- Антибиотики и антимикотики

14 – 15 **Изотонические растворы**
- Изотонические растворы
- PBS буфер в таблетках
- Буферные растворы pH

16 – 18 **Сыворотки**
- Сыворотки эмбриональная телячья (FBS)
- Сыворотки других животных
- Сыворотки человека
- Аналог сыворотки

19 – 25 **Культуральные реагенты**
- Реагенты для мацерации тканей
- Реагенты для диссоциации клеток
- Реагенты для трансфекции
- Факторы прикрепления клеток
- Микроносители
- Факторы роста клеток
- Среда для разделения лимфоцитов (раствор Фиколла)
- Цитогенетика
- Красители
- Дезинфекция
- Реактивы культуральной чистоты








117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СРЕДЫ



Классические среды жидкие

	Наименование	Объем	Кат. номер
DMEM	DMEM с 1 г / л D(+)-глюкозы, пирувата натрия, NaHCO3, без L-глутамина	500 мл	3370ML500
	DMEM с 4,5 г/л D(+)-глюкозы, без L-глютамина, пируват натрия, с NaHCO3	500 мл	3490ML500
	DMEM с 4,5 г/л D(+)-глюкозы, без L-глютамина, с пируватом натрия и NaHCO3	500 мл	1506ML500
	DMEM с 4,5 г/л D(+)-глюкозы, с L-глютамином, пируватом натрия и NaHCO3	500 мл	4959ML500
	DMEM с 4,5 г / л D(+)-глюкоза, без Na-пирувата, с L-аланил-L-глутамином, NaHCO3	500 мл	3879ML500
	DMEM с 4,5 г / л D(+)-глюкозы, без пирувата натрия, с L-глутамином, NaHCO3	500 мл	1426ML500
	DMEM с 4,5 г / л D(+)-глюкозы, с L-глютамином, с 25 мм HEPES, с пируватом натрия, NaHCO3	500 мл	7322ML500
	DMEM с 4,5 г/л D(+)-глюкозы , без L-глютамина, без фенолового красного, с NaHCO3	500 мл	7327ML500
	DMEM с 1 г / л D(+)-глюкозы, с L-глютамином, пируватом натрия и NaHCO3, без фенолового красного	500 мл	7328ML500
	DMEM без D(+)-глюкозы, L-глютамина, пирувата натрия, фенолового красного, с NaHCO3	500 мл	7329ML500
	DMEM с 4,5 г/л D(+)-глюкозы, L-глютамином, пируватом натрия и NaHCO3, без фенолового красного	500 мл	7330ML500
	DMEM с 4,5 г/л D(+)-глюкозы, пируватом натрия, с 20 мм HEPES, с NaHCO3, без L-глютамина и фенолового красного	500 мл	7331ML500
DMEM/F12	DMEM/F12 (1:1) без L-глютамина и D(+)-глюкозы, с NaHCO3	500 мл	5580ML500
	DMEM/F12 (1:1) без L-глютамина, с NaHCO3	500 мл	5185ML500
	DMEM/F12 (1:1) без L-Глутамина, с 15 мМ ХЕПЕС, NaHCO3	500 мл	4598ML500
	DMEM/F12 (1:1) с L-аланил-L-глутамином и NaHCO3	500 мл	3207ML500
	DMEM/F12 (1:1) с L-глютамином и NaHCO3, без фенолового красного	500 мл	3611ML500
	DMEM/F12 (1:1) с L-глютамином, 15 мМ HEPES и NaHCO3	500 мл	5803ML500
	DMEM/F12 (1:1) с L-глютамином, 25 мМ HEPE S и NaHCO3	500 мл	4788ML500
	DMEM/F12 (1:1) с L-глютамином и NaHCO3	500 мл	5440ML500



117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

Справочные таблицы для подбора сред

Форма выпуска Жидкость/ Порошок	Глутамин	NaHCO3	HEPES	Глюкоза высок. / низк.	Феноловый красный	Натрия пируват	Кат. номер	Примечание
Среда DMEM (среда Игла в модификации Дульбекко)								
Ж	–	3,7 г/л	–	1 г/л (низк.)	Да	Да	**3370ML500**	
Ж	–	3,7 г/л	–	4,5 г/л (высок.)	Да	–	**3490ML500**	
Ж	–	3,7 г/л	–	4,5 г/л (высок.)	Да	Да	**1506ML500**	
Ж	Да	3,7 г/л	–	4,5 г/л (высок.)	Да	Да	**4959ML500**	
Ж	Да!	3,7 г/л	–	4,5 г/л (высок.)	Да	–	**3879ML500**	с L-аланил-L-глутамином (аналог Glutamaxx)
Ж	Да	–	–	4,5 г/л (высок.)	Да	–	**1426ML500**	
Ж	Да	3,7 г/л	25 mM	4,5 г/л (высок.)	Да	Да	**7322ML500**	
Ж	–	3,7 г/л	–	4,5 г/л (высок.)	–	–	**7327ML500**	
Ж	Да	3,7 г/л	–	1 г/л (низк.)	–	Да	**7328ML500**	
Ж	–	3,7 г/л	–	–	–	–	**7329ML500**	
Ж	Да	3,7 г/л	–	4,5 г/л (высок.)	–	Да	**7330ML500**	
Ж	–	1,5 г/л	20 mM	4,5 г/л (высок.)	–	Да	**7331ML500**	
П	Да	–	–	4,5 г/л (высок.)	Да	–	**2355LT050**	
П	Да	–	–	4,5 г/л (высок.)	–	–	**7300LT050**	
П	Да	–	–	4,5 г/л (высок.)	Да	Да	**7316LT010** **7316LT050**	
П	Да	–	–	4,5 г/л (высок.)	Да	–	**7317LT010** **7317LT050**	
П	Да	–	–	1 г/л (низк.)	Да	Да	**7318LT010** **7318LT050**	
Среда DMEM/F12 (1:1) (среда Игла в модификации Дульбекко: Питательная смесь Хэма F12)								
Ж	–	1,2 г/л	–	–	Да	–	**5580ML500**	
Ж	–	1,2 г/л	–	3,15 г/л	Да	55 мг/л	**5185ML500**	
Ж	–	1,2 г/л	15 mM	3,15 г/л	Да	55 мг/л	**4598ML500**	
Ж	Да!	1,2 г/л	–	3,15 г/л	Да	110 мг/л	**3207ML500**	с L-аланил-L-глутамином (аналог Glutamaxx)
Ж	Да	1,2 г/л	–	3,15 г/л	–	110 мг/л	**3611ML500**	
Ж	Да	1,2 г/л	15 mM	3,15 г/л	Да	110 мг/л	**5803ML500**	
Ж	Да	1,2 г/л	25 mM	3,15 г/л	Да	110 мг/л	**4788ML500**	
Ж	Да	1,2 г/л	–	3,15 г/л	Да	110 мг/л	**5440ML500**	
П	Да	–	–	3,15 г/л	Да	110 мг/л	**4160LT050**	



117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

Классические среды жидкие

	Наименование	Объем	Кат. номер
MEM	MEM с солями Эрла, без L-глютамина, с 25 mM HEPES, NaHCO3	500 мл	4566ML500
	MEM с солями Эрла, без L-глютамина, с NaHCO3	500 мл	5727ML500
	MEM с солями Эрла, без L-глютамина, с NEAA, NaHCO3	500 мл	8035ML500
	MEM с солями Эрла, с L-аланил-L-глутамином, 25 мМ HEPES, NaHCO3	500 мл	5658ML500
	MEM с солями Эрла, с L-глютамином, NaHCO3	500 мл	2656ML500
	MEM с солями Эрла, с L-аланил-L-глутамином и NaHCO3	500 мл	4052ML500
	MEM с солями Эрла, с L-глютамином, NEAA и NaHCO3	500 мл	4086ML500
	MEM с солями Эрла, с L-глютамином, NEAA и NaHCO3, без фенолового красного	500 мл	7332ML500
	MEM с солями Эрла, без L-глютамина, с NaHCO3, без фенолового красного	500 мл	7333ML500
	MEM с солями Хенкса, с L-глютамином, NaHCO3	500 мл	4127ML500
Альфа-MEM	Альфа-MEM без L-глютамина, рибо- и дезоксирибонуклеозидов, с NaHCO3	500 мл	8036ML500
	Альфа-MEM без L-глютамина, с рибо- и дезоксирибонуклеозидами, NaHCO3	500 мл	4046ML500
	А льфа-MEM без рибо- и дезоксирибонуклеозидов, с L-аланил-L-глутамином, NaHCO3	500 мл	4775ML500
	Альфа-MEM без рибо- и дезоксирибонуклеозидов, с L-глутамином, NaHCO3	500 мл	6041ML500
	Альфа-MEM с L-глютамином, рибо- и дезоксирибонуклеозидами, NaHCO3	500 мл	2335ML500
Glasgow-MEM	Glasgow-MEM (BHK 21) без L-глютамина и TPB, с NaHCO3	500 мл	5834ML500
	Glasgow-MEM (BHK 21) без L-глютамина, с TPB и NaHCO3	500 мл	5061ML500
	Glasgow-MEM (BHK 21) с L-глютамином, TPB и NaHCO3	500 мл	3300ML500

Справочные таблицы для подбора сред

Форма выпуска Жидкость/ Порошок	Глутамин	NaHCO3	HEPES	Глюкоза	С солями Эрла	С солями Хэнка	Феноловый красный	Натрия пируват	Кат. номер	Примечание
Среда MEM (минимальная эссенциальная среда)										
Ж	–	2,2 г/л	25 mM	1 г/л	Да	–	Да	–	4566ML500	
Ж	–	2,2 г/л	–	1 г/л	Да	–	Да	–	5727ML500	
Ж	–	2,2 г/л	–	1 г/л	Да	–	Да	–	8035ML500	с заменимыми аминокислотами (NEAA)
Ж	Да!	2,2 г/л	25 mM	1 г/л	Да	–	Да	–	5658ML500	с L-аланил-L-глутамином (аналог GlutaMAX)
Ж	Да	2,2 г/л	–	1 г/л	Да	–	Да	–	2656ML500	
Ж	Да!	2,2 г/л	–	1 г/л	Да	–	Да	–	4052ML500	с L-аланил-L-глутамином (аналог GlutaMAX)
Ж	Да	2,2 г/л	–	1 г/л	Да	–	Да	–	4086ML500	с заменимыми аминокислотами (NEAA)
Ж	Да	1,5 г/л	–	1 г/л	Да	–	–	Да	7332ML500	с заменимыми аминокислотами (NEAA)
Ж	–	4,4 г/л	–	2 г/л	Да	–	–	–	7333ML500	
Ж	Да	0,35 г/л	–	1 г/л	Да	Да	Да	–	4127ML500	
П	Да	–	–	1 г/л	–	Да	Да	–	7319LT010 7319LT050	

Форма выпуска Жидкость/ Порошок	Глутамин	NaHCO3	HEPES	Глюкоза	Рибонуклеозиды/ дезоксирибонуклеозиды	Триптозо-фосфатный бульон (TPB)	Феноловый красный	Натрия пируват	Кат. номер	Примечание
Среда Альфа-MEM										
Ж	–	2,2 г/л	–	1 г/л	–	–	Да	Да	8036ML500	
Ж	–	2,2 г/л	–	1 г/л	Да	–	Да	Да	4046ML500	
Ж	Да!	2,2 г/л	–	1 г/л	–	–	Да	Да	4775ML500	с L-аланил-L-глутамином (аналог GlutaMAX)
Ж	Да	2,2 г/л	–	1 г/л	–	–	Да	Да	6041ML500	
Ж	Да	2,2 г/л	–	1 г/л	Да	–	Да	Да	2335ML500	
Среда GMEM (минимальная основаная среда Глазго)										
Ж	–	2,75 г/л	–	4,5 г/л	–	–	Да	–	5834ML500	
Ж	–	2,75 г/л	–	4,25 г/л	–	Да	Да	–	5061ML500	
Ж	Да	2,75 г/л	–	4,25 г/л	–	Да	Да	–	3300ML500	
П	Да	–	–	4,5 г/л	–	Да	Да	–	1566LT010 1566LT050	

117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

Классические среды жидкие

	Наименование	Объем	Кат. номер
RPMI 1640	RPMI-1640 без L-глутамина, с NaHCO3	500 мл	1489ML500
	RPMI 1640 с L-аланил-L-глютамином, 25 мМ HEPES и 2,0 г/л NaHCO3	500 мл	2186ML500
	RPMI 1640 с L-аланил-L-глютамином и 2,0 г/л NaHCO3	500 мл	1428ML500
	RPMI 1640 с L-аланил-L-глютамином и 2,0 г/л NaHCO3, без фенолового красного	500 мл	7356ML500
	RPMI 1640 с L-глютамином, 25 мМ HEPES и 2,0 г/л NaHCO3	500 мл	2111ML500
	RPMI-1640 с L-Глутамином, с NaHCO3	500 мл	1427ML500
	RPMI-1640 без L-Глутамина, с NaHCO3	500 мл	7355ML500
	RPMI 1640, без L-глютамина, с 25 мМ HEPES и 2,0 г/л NaHCO3	500 мл	4351ML500
	RPMI 1640 (10X), без L-глютамина и NaHCO3	500 мл	2007ML500
	RPMI 1640 с L-глютамином, 25 мМ HEPES и 2,0 г/л NaHCO3	500 мл	2469ML500
Среда Хэма F10	Среда Хэма F10 без L-глютамина, с NaHCO3	500 мл	4177ML500
	Среда Хэма F10 с L-аланил-L-глютамином и NaHCO3	500 мл	4509ML500
	Среда Хэма F10 с L-Глутамином, NaHCO3	500 мл	5941ML500
	Среда Хэма F10 с L-глютамином, 25 мМ HEPES и NaHCO3	500 мл	5836ML500
Среда Хэма F12	Среда Хэма F12 без L-глютамина, с NaHCO3	500 мл	4828ML500
	Среда Хэма F12 с L-аланил-L -глютамином и NaHCO3	500 мл	4790ML500
	Среда Хэма F12, с L-Глутамином, NaHCO3	500 мл	3366ML500

Справочные таблицы для подбора сред

Форма выпуска Жидкость/ Порошок	Глутамин	NaHCO3	HEPES	С солями Эрла	С солями Хэнка	Феноловый красный	Натрия пируват	Кат. номер	Примечание
Среда RPMI 1640									
Ж	–	–	–	–	–	Да	–	2007ML500	(10x)
Ж	–	2,0 г/л	–	–	–	Да	–	1489ML500	
Ж	Да!	2,0 г/л	25 мМ	–	–	Да	–	2186ML500	
Ж	Да!	2,0 г/л	–	–	–	Да	–	1428ML500	с L-аланил-L-глутамином (аналог GlutaMAX)
Ж	Да	2,0 г/л	–	–	–	–	–	2111ML500	с L-аланил-L-глутамином (аналог GlutaMAX)
Ж	–	2,0 г/л	–	–	–	–	–	7355ML500	
Ж	Да	2,0 г/л	–	–	–	Да	–	1427ML500	
Ж	–	2,0 г/л	25 мМ	–	–	Да	–	4351ML500	
Ж	Да	2,0 г/л	25 мМ	–	–	Да	–	2469ML500	
Ж	Да!	2,0 г/л	–	–	–	–	–	7356ML500	
П	Да	–	25 мМ	–	–	Да	–	7320LT010 7320LT050	
П	Да	–	–	–	–	Да	–	7321LT010 7321LT050	

Форма выпуска Жидкость/ Порошок	Глутамин	NaHCO3	HEPES	Глюкоза	Феноловый красный	Натрия пируват	Кат. номер	Примечание
Среда Хэма F-10 (Ham's-F-10)								
Ж	–	1,2 г/л	–	1 г/л	Да	Да	4177ML500	
Ж	Да!	1,2 г/л	–	1 г/л	Да	Да	4509ML500	с L-аланил-L-глутамином (аналог GlutaMAX)
Ж	Да	1,2 г/л	–	1 г/л	Да	Да	5941ML500	
Ж	Да	1,2 г/л	25 мМ	1 г/л	Да	Да	5836ML500	
Среда Хэма F12 (Ham's F-12)								
Ж	–	1,176 г/л	–	1,8 г/л	Да	Да	4828ML500	
Ж	Да!	1,176 г/л	–	1,8 г/л	Да	Да	4790ML500	с L-аланил-L-глутамином (аналог GlutaMAX)
Ж	Да	1,176 г/л	–	1,8 г/л	Да	Да	3366ML500	

117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

Классические среды жидкие

	Наименование	Объем	Кат. номер
Среда Лейбовица	Среда Лейбовица с L-Глутамином, без NaHCO3	500 мл	3738ML500
	Среда Лейбовица L-15 с L-аланил-L-глютамином, без NaHCO3	500 мл	4074ML500
Среда Мак-Коя 5А	Среда Мак-Коя 5А (модифицированная) с L-глютамином, 25 мМ HEPES, NaHCO3	500 мл	8923ML500
	Среда Мак-Коя 5А (модифицированная) с L-аланил-L-глутамином, NaHCO3	500 мл	3182ML500
	Среда Мак-Коя 5А (модифицированная) с L-Глутамином, NaHCO3	500 мл	5237ML500
IMDM	IMDM без L-глютамина, с 25 мМ HEPES, NaHCO3	500 мл	5148ML500
	IMDM без фенолового красного, с L-аланил-L-глутамином, 25 мМ HEPES, NaHCO3	500 мл	3680ML500
	IMDM с L-глютамином, 25 мМ HEPES, NaHCO3	500 мл	5313ML500
	IMDM с L-глютамином, 25 mM HEPES, без фенолового красного, с NaHCO3	500 мл	7357ML500
Среда 199 с солями	Среда 199 с солями Эрла, без L-глютамина, с NaHCO3	500 мл	3417ML500
	Среда 199 с солями Эрла, с L-глютамином, 25 мМ HEPES, NaHCO3	500 мл	4703ML500
	Среда 199 с солями Эрла, с L-глютамином, NaHCO3	500 мл	5379ML500
	Среда 199 с солями Эрла, с L-Аланил-L-глютамином, NaHCO3	500 мл	5968ML500
	Среда 199 с солями Хенкса, без L-глютамина, с NaHCO3	500 мл	5127ML500
	Среда 199 с солями Хенкса, с L-глютамином, 25 мМ HEPES, NaHCO3	500 мл	5972ML500
Среда William's E	Среда William's E без L-глютамина и фенолового красного, с NaHCO3	500 мл	2405ML500
	Среда William's E без L-глютамина, с NaHCO3	500 мл	2343ML500
	Среда William´s E, с L-аланил-L-глютамином, без фенолового красного, с NaHCO3	500 мл	7358ML500
	Среда William´s E, без глюкозы, L-глютамина, фенолового красного, с NaHCO3	500 мл	7359ML500
BME базальная среда	BME базальная среда с солями Эрла, без L-глютамина, с NaHCO3	500 мл	2365ML500
	BME базальная среда с солями Эрла, с L-глютамином, NaHCO3	500 мл	5278ML500
	BME базальная среда с солями Хенкса, без L-глютамина, с NaHCO3	500 мл	4383ML500

Справочные таблицы для подбора сред

Форма выпуска Жидкость/ Порошок	Глутамин	NaHCO3	HEPES	Глюкоза	С солями Эрла	С солями Хэнка	Феноловый красный	Натрия пируват	Кат. номер	Примечание
Среда Лейбовица										
Ж	Да	–	–	0,9 г/л	–	–	Да	0,55 г/л	**3738ML500**	
Ж	Да!	–	–	0,9 г/л	–	–	Да	0,55 г/л	**4074ML500**	с L-аланил-L-глутамином (аналог GlutaMAX)
Среда Мак-Коя 5А										
Ж	Да	2,2 г/л	25 мМ	3,0 г/л	–	–	Да	–	**8923ML500**	
Ж	Да!	2,2 г/л	–	3,0 г/л	–	–	Да	–	**3182ML500**	с L-аланил-L-глутамином (аналог GlutaMAX)
Ж	Да	2,2 г/л	–	3,0 г/л	–	–	Да	–	**5237ML500**	
Среда IMDM (среда Дульбекко с модификацией Искова)										
Ж	–	3,024 г/л	25 мМ	4,5 г/л	–	–	Да	0.11 г/л	**5148ML500**	
Ж	Да!	3,024 г/л	25 мМ	–	–	–	–	–	**3680ML500**	с L-аланил-L-глутамином (аналог GlutaMAX)
Ж	Да	3,024 г/л	25 мМ	4,5 г/л	–	–	Да	0.11 г/л	**5313ML500**	
Ж	Да	3,024 г/л	25 мМ	4,5 г/л	–	–	–	0.11 г/л	**7357ML500**	
Среда 199 с солями										
Ж	–	2,2 г/л	–	1,0 г/л	Да	–	Да	–	**3417ML500**	
Ж	Да	2,2 г/л	25 мМ	1,0 г/л	Да	–	Да	–	**4703ML500**	
Ж	Да	2,2 г/л	–	1,0 г/л	Да	–	Да	–	**5379ML500**	
Ж	Да!	2,2 г/л	–	1,0 г/л	Да	–	Да	–	**5968ML500**	с L-аланил-L-глутамином (аналог GlutaMAX)
Ж	–	0,35 г/л	–	1,0 г/л	–	Да	Да	–	**5127ML500**	
Ж	Да	0,35 г/л	25 мМ	1,0 г/л	–	Да	Да	–	**5972ML500**	
П	Да	–	–	1,0 г/л	Да	–	Да	–	**2478LT050**	
П	Да	–	–	1,0 г/л	–	Да	Да	–	**2491LT010 2491LT050**	

117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

Справочные таблицы для подбора сред

Форма выпуска Жидкость/ Порошок	Глутамин	NaHCO3	HEPES	Глюкоза	С солями Эрла	С солями Хэнка	Феноловый красный	Натрия пируват	Кат. номер	Примечание
Среда Уильямса Е (William's E)										
Ж	–	2,24 г/л	–	2,0 г/л	–	–	–	0.025 г/л	**2405ML500**	
Ж	–	2,24 г/л	–	2,0 г/л	–	–	Да	0.025 г/л	**2343ML500**	
Ж	Да!	2,24 г/л	–	2,0 г/л	–	–	–	0.025 г/л	**7358ML500**	с L-аланил-L-глутамином (аналог GlutaMAX)
Ж	–	2,24 г/л	–	–	–	–	Да	0.025 г/л	**7359ML500**	
Среда BME (Базальная среда Игла)										
Ж	–	2,2 г/л	–	1,0 г/л	Да	–	Да	–	**2365ML500**	
Ж	Да	2,2 г/л	–	1,0 г/л	Да	–	Да	–	**5278ML500**	
Ж	–	0,35 г/л	–	1,0 г/л	–	Да	Да	–	**4383ML500**	

Классические среды сухие

Наименование	Объем	Кат. номер
Среда DMEM (среда Игла в модификации Дульбекко)		
Среда DMEM с 4,5 г/л D(+)-глюкозы и L-глютамина, без пирувата натрия, NaHCO3	на 50 л	2355LT050
DMEM с 4.5 g/l D(+)-глюкозы и L-глютамина, без пирувата натрия, NaHCO3 и фенолового красного	на 50 л	7300LT050
Среда DMEM с 4,5 г/л-глюкозы с L-глютамином, с пируватом натрия, без бикарбоната натрия	на 10 л на 50 л	7316LT010 7316LT050
Среда DMEM с 4,5 г/л-глюкозы с L-глютамином, без бикарбоната натрия	на 10 л на 50 л	7317LT010 7317LT050
Среда DMEM с 1 г/л-глюкозы, L-глютамином и пируватом натрия, без бикарбоната натрия	на 10 л на 50 л	7318LT010 7318LT050
Среда DMEM/F12 (1:1) (среда Игла в модификации Дульбекко: Питательная смесь Хэма F12)		
Среда DMEM/F12 (1:1) с L-глютамином и пируватом натрия, без NaHCO3	на 50 л	4160LT050
Среда MEM (минимальная эссенциальная среда)		
Среда MEM с солями Эрла с L-глютамином, без бикарбоната натрия	на 10 л на 50 л	7319LT010 7319LT050
Среда GMEM (минимальная основаная среда Глазго)		
Среда Glasgow-MEM (BHK 21) с L-глютамином и TPB, без NaHCO3	на 10 л	1566LT010
Среда 199		
Среда 199 с солями Эрла, с L-глютамином, без NaHCO3	на 50 л	2478LT050
Среда 199 с солями Хенкса, с L-глютамином, без NaHCO3	на 10 л на 50 л	2491LT010 2491LT050
Среда 199		
RPMI 1640 с L-глютамином, с 25 мм HEPES, без бикарбоната натрия	на 10 л на 50 л	7320LT010 7320LT050
RPMI 1640 с L-глютамином, без бикарбоната натрия	на 10 л на 50 л	7321LT010 7321LT050



117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

Справочные таблицы для подбора сухих сред

Форма выпуска Жидкость/ Порошок	Глутамин	NaHCO3	HEPES	Глюкоза	С солями Эрла	С солями Хэнка	Феноловый красный	Натрия пируват	Кат. номер	Примечание
Среда DMEM (среда Игла в модификации Дульбекко)										
П	Да	–	–	4,5 г/л (высок.)	–	–	Да	–	**2355LT050**	для приготовления 50 л
П	Да	–	–	4,5 г/л (высок.)	–	–	–	–	**7300LT050**	для приготовления 10 л
П	Да	–	–	4,5 г/л (высок.)	–	–	Да	Да	**7316LT010** **7316LT050**	для приготовления 10 л для приготовления 50 л
П	Да	–	–	4,5 г/л (высок.)	–	–	Да	–	**7317LT010** **7317LT050**	для приготовления 10 л для приготовления 50 л
П	Да	–	–	1 г/л (низк.)	–	–	Да	Да	**7318LT010** **7318LT050**	для приготовления 10 л для приготовления 50 л
Среда DMEM/F12 (1:1) (среда Игла в модификации Дульбекко: Питательная смесь Хэма F12)										
П	Да	–	–	3,15 г/л	–	–	Да	110 мг/л	**4160LT050**	для приготовления 50 л
Среда MEM (минимальная эссенциальная среда)										
П	Да	–	–	1 г/л (низк.)	Да	–	Да	–	**7319LT010** **7319LT050**	для приготовления 10 л для приготовления 50 л

Форма выпуска Жидкость/ Порошок	Глутамин	NaHCO3	HEPES	Глюкоза	Рибонуклеозиды/ дезоксирибо-нуклеозиды	Триптозо-фосфатный бульон (ТРВ)	Феноловый красный	Натрия пируват	Кат. номер	Примечание
Среда GMEM (минимальная основаная среда Глазго)										
П	Да	–	–	4,5 г/л (высок.)	–	Да	Да	–	**1566LT010** **1566LT050**	для приготовления 10 л для приготовления 50 л

Форма выпуска Жидкость/ Порошок	Глутамин	NaHCO3	HEPES	Глюкоза	С солями Эрла	С солями Хэнка	Феноловый красный	Натрия пируват	Кат. номер	Примечание
Среда 199										
П	Да	–	–	1 г/л (низк.)	–	Да	Да	–	**2491LT010** **2491LT050**	для приготовления 10 л для приготовления 50 л
Среда RPMI 1640										
П	Да	–	Да	2 г/л (низк.)	–	–	Да	–	**7320LT010** **7320LT050**	для приготовления 10 л для приготовления 50 л
П	Да	–	–	2 г/л (низк.)	–	–	Да	–	**7321LT010** **7321LT050**	для приготовления 10 л для приготовления 50 л

Справочные таблицы для подбора сред

Специализированные среды	Кат. номер	Комментарий
Для гибридом		
Готовая к использованию безбелковая среда с L-глютамином, не содержит белков, состоит из сбалансированной смеси солей, аминокислот, витаминов, микроэлементов, гормонов и обогащена отобранными растительными гидролизатами для оптимального роста клеточных линий миеломы и гибридомы в суспензионной культуре для продукции моноклональных антител.	**4755ML500**	
Для клеток HEK293 (эмбриональная почка человека)		
Готовая к использованию среда для бессывороточного культивирования клеток HEK293 (эмбриональная почка человека) в суспензионной культуре.На основе среды DMEM/F12 с дополнительными олигопептидами, гормонами и микроэлементами для поддержания экспрессии и роста клеток. Среда содержит только следовые количества белка и компонентов животного происхождения.	**2241ML500**	
Готовая к использованию среда для бессывороточного культивирования клеток HEK293 (эмбриональная почка человека) в адгезивной культуре. На основе DMEM содержит дополнительные микроэлементы, белки, холестерин, липиды, витамины и гормоны. Общее содержание белков и компонентов животного происхождения составляет менее 0,2%.	**9213ML500**	
Для клеток CHO (яичник китайского хомячка)		
Готовая к использованию безбелковая среда для оптимизированного роста CHO-клеток и их рекомбинантных производных в суспензионной культуре. Состоит из сбалансированной смеси солей, аминокислот, витаминов, микроэлементов, гормонов и обогащена отборными растительными гидролизатами для оптимального роста CHO-клеток в суспензионной культуре. Не содержит компонентов животного или человеческого происхождения.	**2097ML500**	
Готовая к использованию среда для повышения роста CHO-клеток, с Pluronic. Не содержит инсулина, L-глютамина, фенолового красного и бикарбоната натрия. Подходит для клеточных линий CHO-S, CHO-DG44 и CHO-K1. Не содержит компонентов животного происхождения.	**2449ML500**	
Культуральная среда для повышения роста CHO-клеток, с Pluronic. Не содержит инсулина, L-глютамина, фенолового красного и бикарбоната натрия. Подходит для клеточных линий CHO-S, CHO-DG44 и CHO-K1. Не содержит компонентов животного происхождения	**2344LT001** **2344LT010**	**для приготовления 1 л** **для приготовления 10 л**
Среда CMRL		
Готовая к использованию среда, богатая нуклеозидами и витаминами, без белков, липидов или факторов роста. Среда содержит 2,2 г/л NaHCO3 и не содержит L-глютамина и фенолового красного. Для бикарбонатно-натриевой буферной системе William's E Mediu m необходима среда с содержанием 5-10% CO2 для поддержания физиологического pH.	**2501ML500**	

117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

Благодаря специальным биотехнологическим продуктам Neofroxx вы можете сократить время и усилия, необходимые для вывода продуктов на клиническую фазу или на рынок. Экспрессионные платформы для производства антител, вакцин и рекомбинантных белков разработаны как бустерные решения.



Среды для насекомых


Продукт	Объем	Кат. номер
Среда безбелковая для клеток насекомых sf9/sf21	1 л	2097LT001
Среда для насекомых TNM-FH (порошок) без L-Gln, NaHCO3, с лактальбумином, дрожжевым экстрактом	50 л	1045LT050
Среда для насекомых Graces с L-глютамином и NaHCO3	500 мл	2465ML500
Среда безбелковая для клеток дрозофилы – S2	500 мл	4070ML500

Справочные таблицы для подбора сред

Среды для насекомых	Кат. номер	Комментарий
Среда для клеток sf9/sf21		
Готовая к использованию среда для клеточных линий sf9/sf21 для бессывороточного культивирования клеток насекомых. Не содержит компонентов животного происхождения и добавок	2097LT001	
Среда для TNM-FH		
Среда TNM-FN для культивирования клеточных линий насекомых. С лактальбумином, дрожжевым экстрактом. Без добавления L-глютамина и NaHCO3.	1045LT050	для приготовления 50 л
Среда Graces		
Готовая к использованию среда для насекомых Grace's для культивирования широкого спектра клеток чешуекрылых, включая клетки SF9 и SF21. Среда содержит L-глютамин, NaHCO3, глюкозой. Без добавления HEPES, фенольного красного и пирувата натрия.	2465ML500	
Для клеток Drosophila S2		
Готовая к использованию безбелковая среда для культивирования клеток насекомых Drosophila S2	4070ML500	

Криоконсервация

Продукт	Объем	Кат. номер
Среда для криоконсервирования с фетальной бычьей сывороткой (FBS)	50 мл	7324ML050
Бессывороточная среда для криоконсервирования	50 мл	7325ML050



117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

Добавки к средам

Продукт	Объем	Кат. номер
Натрия пируват, раствор (100 мМ)	100 мл 500 мл	1565ML100 1565ML500
Папаин, раствор (61,25 мг/л в DPBS)	100 мл	2427ML100
L-глютамин, раствор (200 мМ)	100 мл	1464ML100
L-аланил-L-глютамина, раствор (200 мМ)	50 мл 100 мл	8013ML050 8013ML100
Инсулин, раствор (5 мг/мл), человеческий рекомбинантный	5 мл	2454ML005
Диметилсульфоксид (ДМСО), стерильно-фильтрованный	5x5 мл	1360ML025
Диметилсульфоксид (ДМСО)	50 мл 100 мл 250 мл 500 мл	1264ML050 1264ML100 1264ML250 1264ML500
Альбумин бычий сывороточный 30% в PBS	100 мл	1841ML100
Альбумин фракция V (pH 7.0)	100 г 500 г 1 кг	1126GR100 1126GR500 1126GR001
апо-Трансферрин человека	100 мг 1 г 20 г	1540MG100 1540GR001 1540GR020
холо-Трансферрин человека	10 г	1863GR010
Pluronic® F68	25 г 25 кг	1406GR025 1406KG025
Pluronic® F68 10 %	100 мл	7306ML100
HAT (50x) гипоксантин, тимидин, аминоптерин	100 мл	7301ML100
HT (50x) гипоксантин, тимидин	100 мл	7302ML100
Инсулин-трансферрина-селенита натрия (ITS) (100x)	5 мл 10 мл	7303ML005 7303ML010
Инсулин-трансферрина-селенита натрия (ITS) (100x) с увеличенным содержанием инсулина	5 мл 10 мл	7304ML005 7304ML010
Инсулин-трансферрина-селенита натрия (ITS) (100x) с BSA и линолевой кислотой	5 мл 10 мл	7305ML005 7305ML010
Инсулин-трансферрина-селенита натрия (ITS) (100x) без добавления глюкозы	10 мл	7309ML010
Добавка для гибридомы	50 мл	7308ML050
MEM NEAA (100x)	100 мл	7310ML100
N2 (100x) без содержания сыворотки основана на рецептуре N2 Боттенштейна	5 мл	7311ML005
B27 ®бессывороточная добавка для культур нейронных клеток модифицированная	10 мл	7312ML010

Рекомендовано добавки для увеличения срока хранения сред.

L-глютамин – незаменимая аминокислота, которая является важным компонентом культуральных сред и служит основным источником энергии для клеток в культуре.

1464ML100 | 1210GR100 | 1210GR500 | 1210KG001

Стабилизированная форма L-аланил-L-глютамин (аналог Glutamax)

8013ML050 | 8013ML100 | 1201GR025 | 1201GR100 | 1201KG001



117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

Добавки к специализированным средам

Продукт	Объем	Кат. номер
ActiFroxx Feed 1 Добавка для клеток CHO без инсулина и L-глютамина	500 мл	2502ML500
ActiFroxx Feed 2 Добавка для клеток CHO без L-глютамина	50 мл	2513ML050
Добавка ActiFroxx Feed 1 (порошок) f. Клетки CHO без инсулина и L-глютамина	500 мл 10 л	2139ML500 2139LT010
Добавка ActiFroxx Feed 2 (порошок) f. Клетки CHO без L-глютамина	1 л	2142LT001

Реагенты и наборы для тестирования и лечения микоплазмы

Продукт	Объем	Кат. номер
Набор для ПЦР-тестирования микоплазмы для клеточной биологии	20 тестов	1119TT020



117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

Антибиотики и Антимикотики

Неселективные

Продукт	Объем	Кат. номер
Амфотерицин B, раствор (250 мкг/мл)	50 мл 100 мл	5685ML050 5685ML100
Амфотерицин B, раствор (100 x)	100 мл	7313ML100
Гентамицина сульфат, раствор (50 мг/мл)	50 мл	4045ML050
Гентамицина сульфат, раствор (10 мг/мл)	100 мл	9024ML100
Пенициллина/стрептомицина, раствор (10000 ед./мл)	100 мл	1510ML100
Пенициллин / стрептомицин, (100x), с L-глютамином	100 мл	7323ML100
Канамицина сульфат, раствор (50 мг/мл)	50 мл	2096ML050
Неомицина сульфат	5 г 100 г	1136GR005 1136GR100
Неомицина сульфата, раствор (10 мг/мл) стерильный	50 мл	1961ML050
Плазмоцин®, профилактический	25 мг (10 x 1 мл)	ant-mpp
Плазмоцин®, лечение	25 мг (1 x 1 мл) 50 мг (2 x 1 мл)	ant-mpt-1 ant-mpt
Plasmocure™	100 мг (1 мл)	ant-pc
Нормоцин™	500 мг (10 x 1 мл) 250 мг (5 x 1 мл) 1 г (1 x 20 мл)	ant-nr-1 ant-nr-05 ant-nr-2
Normocure™	100 мг (2 x 1 мл)	ant-noc
Fungin™	75 мг (5 фл. x 1,5 мл) 200 мг (1 фл. x 20 мл)	ant-fn-1 ant-fn-2
Примоцин®	250 мг (5 x 1 мл) 500 мг (10 x 1 мл) 1 г (1 x 20 мл)	ant-pm-05 ant-pm-1 ant-pm-2

Селективные


Продукт	Объем	Кат. номер
Бластицидин, раствор	50 мг (5 x 1 мл) 100 мг (10 x 1 мл) 500 мг (50 мл флакон) 500 мг (50 x 1 мл)	ant-bl-05 ant-bl-1 ant-bl-5b ant-bl-5
Бластицидин, порошок	1 г	ant-bl-10p
Зеоцин®, раствор	500 мг (5 x 1 мл) 1 г (10 x 1 мл) 5 г (50 x 1 мл) 5 г (50 мл флакон)	ant-zn-05 ant-zn-1 ant-zn-5 ant-zn-5b
Зеоцин®, порошок	1 г 5 г	ant-zn-1p ant-zn-5p
Пуромицин, раствор	100 мг (10 x 1 мл) 500 мг (50 x 1 мл) 500 мг (1 x 50 мл)	ant-pr-1 ant-pr-5 ant-pr-5b
G418 раствор дисульфата (50 мг/мл), стерильный	50 мл	1259ML050
Генетицин G418, раствор	1 г (10 x 1 мл) 2 г (20 x 1 мл) 5 г (1 x 50 мл)	ant-gn-1 ant-gn-2 ant-gn-5
Гигромицина B, раствор (41,2 мг/мл)	25 мл	1366ML025
Гигромицин B, порошок	100 мг 250 мг 1 г 5 г 25 г 50г	1358MG100 1358MG250 1358GR001 1358GR005 1358GR025 1358GR050
Гигромицин B Gold, раствор	1 г (10 x 1 мл) 2 г (20 x 1 мл) 5 г (1 x 50 мл)	ant-hg-1 ant-hg-2 ant-hg-5
Флеомицин, раствор	100 мг (5 x 1 мл) 500 мг (25 x 1 мл)	ant-ph-1 ant-ph-5
Флеомицин, порошок	250 мг 500 мг	ant-ph-2p ant-ph-5p

117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

Справочные таблицы для подбора антибиотиков и антимикотиков

Наименование	Кат. №.	Грам (+) бактерии	Грам (-) бактерии	Мико-бактерии	Дрожжи	Плесневые грибки	Микоплазма	Рабочая концентрация
Неселективные								
Амфотерицин В, раствор	**5685ML050** **5685ML100**	- -	- -	- -	Да Да	Да Да	- -	250 мкг/мл
Амфотерицин В, раствор (100 х)	**7313ML100**	-	-	-	Да	Да	-	250 мг/л
Гентамицина сульфат, раствор	**4045ML050**	Да	Да	-	Да	Да	Да	50 мг/мл
Гентамицина сульфат, раствор	**9024ML100**	Да	Да	-	Да	Да	Да	10 мг/мл
Пенициллина/стрептомицина,	**1510ML100**	Да	Да	-	-	Да	Да	10000 единиц/мл пенициллина-G 10 мг/мл стрептомицина
Пенициллин / стрептомицин, (100х), с L-глютамином	**7323ML100**	Да	Да	-	-	Да	Да	10000 единиц/мл пенициллина 10 мг/мл стрептомицина 200мМ L-глутамина
Канамицина сульфат, раствор	**2096ML050**	Да	Да	-	Да	Да	Да	50 мг/мл
Неомицина сульфат	**1136GR005** **1136GR100**	Да Да	Да Да	- -	Да Да	Да Да	- -	
Неомицина сульфата, раствор	**1961ML050**	Да	Да	-	Да	Да	Да	10 мг/мл
Плазмоцин® профилактическое	**ant-mpp**	Да	Да	-	-	-	Да	2,5 мг/мл
Плазмоцин® лечение	**ant-mpt-1** **ant-mpt**	Да Да	Да Да	- -	- -	- -	Да Да	25 мг/мл
Plasmocure™	**ant-pc**	-	-	-	-	-	Да	100 мг/мл
Нормоцин™	**ant-nr-1** **ant-nr-05** **ant-nr-2**	Да Да Да	Да Да Да	- - -	Да Да Да	Да Да Да	Да Да Да	50 мг/мл
Normocure™	**ant-noc**	Да	Да	-	-	-	-	50 мг/мл
Фунгин™	**ant-fn-1** **ant-fn-2**	- -	- -	- -	Да Да	Да Да	- -	10 мг/мл
Примоцин®	**ant-pm-05** **ant-pm-1** **ant-pm-2**	Да Да Да	Да Да Да	- - -	Да Да Да	Да Да Да	Да Да Да	50 мг/мл
Наименование	**Кат. №.**	**Грам (+) бактерии**	**Грам (-) бактерии**	**Мико-бактерии**	**Дрожжи**	**Плесневые грибки**	**Микоплазма**	**Рабочая концентрация**
Селективные								
Бластицидин, раствор	**ant-bl-05** **ant-bl-1** **ant-bl-5b** **ant-bl-5**	Да Да Да Да	Да Да Да Да	- - - -	Да Да Да Да	Да Да Да Да	Да Да Да Да	10 мг/мл
Бластицидин, порошок	**ant-bl-10p**	Да	Да	-	Да	Да	Да	
Зеоцин®, раствор	**ant-zn-05** **ant-zn-1** **ant-zn-5** **ant-zn-5b**	Да Да Да Да	Да Да Да Да	- - - -	Да Да Да Да	Да Да Да Да	Да Да Да Да	100 мг/мл
Зеоцин®, порошок	**ant-zn-1p** **ant-zn-5p**	Да Да	Да Да	- -	Да Да	Да Да	Да Да	10 мг/мл
Пуромицин, раствор	**ant-pr-1** **ant-pr-5** **ant-pr-5b**	Да Да Да	Да Да Да	- - -	Да Да Да	Да Да Да	Да Да Да	10 мг/мл
G418 раствор дисульфата	**1259ML050**	Да	Да	-	Да	Да	Да	50 мг/мл
Генетицин G418, раствор	**ant-gn-1** **ant-gn-2** **ant-gn-5**	- - -	- - -	- - -	Да Да Да	Да Да Да	- - -	100 мг/мл
Гигромицина В, раствор	**1366ML025**	Да	Да	-	Да	Да	-	41,2 мг/мл
Гигромицин В, порошок	**1358MG100** **1358MG250** **1358GR001** **1358GR005** **1358GR025** **1358GR050**	Да Да Да Да Да Да	Да Да Да Да Да Да	- - - - - -	Да Да Да Да Да Да	Да Да Да Да Да Да	- - - - - -	
Гигромицин В Gold, раствор	**ant-hg-1** **ant-hg-2** **ant-hg-5**	Да Да Да	Да Да Да	- - -	Да Да Да	Да Да Да	Да Да Да	100 мг/мл
Флеомицин, раствор	**ant-ph-1** **ant-ph-5**	Да Да	Да Да	- -	Да Да	Да Да	Да Да	20 мг/мл
Флеомицин, порошок	**ant-ph-2p** **ant-ph-5p**	Да Да	Да Да	- -	Да Да	Да Да	Да Да	


117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru



ИЗОТОНИЧЕСКИЕ РАСТВОРЫ

Изотонические растворы

Продукт	Объем	Кат. номер
D-PBS (1X) с Ca и Mg	500 мл	1573ML500
D-PBS (1X) без Ca и Mg (pH 7.4)	500 мл 1 л	1429ML500 1429LT001
D-PBS (10X) без Ca и Mg	500 мл	2098ML500
D-PBS (10X) с Ca и Mg	500 мл	4085ML500
Хенкса буферный солевой раствор, с Ca и Mg, феноловым красным и NaHCO3	500 мл	6093ML500
Хенкса буферный солевой раствор, с Ca и Mg, без фенолового красного, с NaHCO3	500 мл	5006ML500
Хенкса буферный солевой раствор, без Ca и Mg, с феноловым красным, с NaHCO3	500 мл	5615ML500
Хэнкса буферный солевой раствор, без Ca и Mg, без фенолового красного, с NaHCO3	500 мл	6085ML500
Хэнкса буферный солевой раствор 10x, с Ca and Mg, без NaHCO3	500 мл	7362ML500
HEPES, буферный раствор (1 M), стерильный	100 м	1515ML100
Вода для клеточной биологии, стерильная	500 мл 1 л 5 л	1500ML500 1500LT001 1500LT005
Эрла буферный солевой раствор, без Ca и Mg, с феноловым красным, NaHCO3	500 мл	4673ML500
Эрла буферный солевой раствор, с Ca и Mg, с феноловым красным, без NaHCO3	500 мл	8020ML500
Эрла буферный солевой раствор, 10x без Ca and Mg, фенолового красного и NaHCO3	500 мл	7361ML500
D-PBS (1X), без Ca и Mg, порошок	на 1 л на 10 л на 50 л на 500 мл	1346LT001 1346LT010 1346LT050 1346LT500
D-PBS (10X), без Ca и Mg, порошок	на 10 л	1175LT010
HEPES, порошок	250 г 500 г 1 кг	1194GR250 1194GR500 1194KG001
Раствор NaCl 0,9%	500 мл	7307ML500
Раствор Альсевера	500 мл	7360ML500



117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

Справочные таблицы для подбора изотонического раствора

Форма выпуска Жидкость/ Порошок	Кратность	Соли Ca и Mg	NaHCO3	Феноловый красный	Кат. номер	Комментарий
DPBS (Фосфатно-солевой буфер Дульбекко)						
Ж	[1x]	Да	-	-	1573ML500	
Ж	[1x]	-	-	-	1429ML500	pH 7.4
Ж	[1x]	-	-	-	1429LT001	pH 7.4
Ж	[10x]	Да	-	-	2098ML500	
Ж	[10x]	-	-	-	4085ML500	
П	[1x]	-	-	-	1346LT001	для приготовления 1 л
П	[1x]	-	-	-	1346LT010	для приготовления 10 л
П	[1x]	-	-	-	1346LT050	для приготовления 50 л
П	[1x]	-	-	-	1346ML500	для приготовления 500 л
П	[10x]	-	-	-	1175LT010	для приготовления 10 л
Буферный солевой раствор Хенкса						
Ж	[1x]	Да	Да	Да	6093ML500	
Ж	[1x]	Да	Да	-	5006ML500	pH 7.4
Ж	[1x]	-	Да	Да	5615ML500	pH 7.4
Ж	[1x]	-	Да	-	6085ML500	
Ж	[10x]	Да	-	Да	7362ML500	
Буферный солевой раствор Эрла						
Ж	[1x]	-	Да	Да	4673ML500	
Ж	[1x]	Да	-	Да	8020ML500	
Ж	[10x]	-	-	-	7361ML500	

PBS буфер в таблетках

Продукт	Объем	Кат. номер
PBS в таблетках, pH 7,4 (на 500 мл)	12 табл. 100 табл.	1166TB012 1166TB100

Буферные растворы pH

Продукт	Объем	Кат. номер
Буферный раствор pH 4.00	500 мл	LC-4698.5
Буферный раствор pH 4.00 красный	250 мл	LC-4698.1
Буферный раствор pH 7.00	500 мл	LC-4694.3
Буферный раствор pH 7.00 зеленый	250 мл	LC-4699.1
Буферный раствор pH 10.00 синий	500 мл	LC-4690.3



117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

Высокоэффективная сыворотка Neofroxx для любой клеточной культуры

Neofroxx предлагает широкий выбор сывороток для культивирования и масштабирования клеточных культур, с различными вариантами обработки, такие как тепловая инактивация, истощение экзосом и делипидирование. С помощью которых ваши исследования и производственные процессы станут эффективнее. В каталоге Neofroxx имеются такие сыворотки: эмбриональная телячья, лошадиная, куриная, кролика, а также сыворотка человека.

Преимущества сыворотки Neofroxx:

✓ **Высокие стандарты качества от партии к партии.**
Каждая партия сыворотки и других продуктов для культивирования клеток Neofroxx соответствует строгим стандартам качества.

✓ **Тестированы на отсутствие вирусов (BVD, IBR, PI3, BHV-1) и микоплазм.**

✓ **Стерилизующая фильтрация через фильтр с порами 0.1 мкм.**

✓ **Доступные варианты фасовок:**
- **50 мл;**
- **10x50 мм;**
- **100 мл;**
- **500 мл.**

✓ **Разнообразием выбора.**

✓ **Доступность.**
Конкурентоспособные цены, в наличии на складе в Москве.



bio-sales@med-std.ru

neoFroxx
For a greener laboratory

Медстандарт

117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

СЫВОРОТКИ



Сыворотки эмбриональные телячьи FBS

Наименование	Происхождение	Объем	Кат. номер
Сыворотка эмбриональная телячья (FBS), ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА	США	500 мл	2250ML500
Сыворотка эмбриональная телячья (FBS), СТАНДАРТ	США	500 мл	2251ML500
Сыворотка эмбриональная телячья (FBS), *оптимизированная*	США	100 мл 500 мл	2252ML100 2252ML100
Сыворотка эмбриональная телячья (FBS), *оптимизированная для эмбриональных стволовых клеток*	Бразилия	500 мл	2347ML500
Сыворотка эмбриональная телячья (FBS) одобрена ЕС, *обработанная*	Одобрена ЕС	500 мл	1666ML500
Сыворотка эмбриональная телячья (FBS) одобрена ЕС, *очищенная активированным углем*	Одобрена ЕС	500 мл	1967ML500
Сыворотка эмбриональная телячья (FBS) одобрена ЕС, *диализированная*	Одобрена ЕС	500 мл	1805ML500
Сыворотка эмбриональная телячья (FBS) одобрена ЕС, *гамма-облученная*	Одобрена ЕС	500 мл	2004ML500
Сыворотка эмбриональная телячья (FBS), *с низким содержанием эндотоксина*	Южная Америка	500 мл	1490ML500
Сыворотка эмбриональная телячья (FBS), *оптимизированная для эмбриональных стволовых клеток*	Южная Америка	500 мл	7557ML500
Сыворотка эмбриональная телячья (FBS), *оптимизированная*	Бразилия	500 мл	2347ML500
Сыворотка эмбриональная телячья (FBS), СТАНДАРТ	Южная Америка	50 мл 100 мл 500 мл	2095ML050 2095ML100 2095ML500
Сыворотка эмбриональная телячья (FBS), ПРЕМИУМ	Южная Америка	500 мл	2543ML500
Сыворотка эмбриональная телячья (FBS), одобрена ЕС, *инактивированная нагреванием*	Южная Америка	100 мл 500 мл	2415ML100 2415ML500
Сыворотка эмбриональная телячья (FBS), *без тетрациклина*	Одобрена ЕС	500 мл	3953ML500



117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

Сыворотки других животных

Наименование	Объем	Кат. номер
Сыворотка лошадиная (донорская)	100 мл 500 мл	2470ML100 2470ML500
Сыворотка кролика	100 мл 500 мл	2480ML100 2480ML500
Сыворотка куриная	100 мл	2461ML100
Сыворотка взрослого быка (одобрена EC), оптимизированная	100 мл 500 мл	7236ML100 7236ML500
Сыворотка новорожденного теленка (NBCS)	500 мл	1525ML500
Сыворотка козья	100 мл 500 мл	7314ML100 7314ML500
Сыворотка свиньи	100 мл 500 мл	7326ML500 7326ML100

Сыворотки человека

Наименование	Объем	Кат. номер
Сыворотка человека (тип AB, мужская) стерильно-фильтрованная	100 мл	9030ML100

Аналоги сыворотки

Наименование	Объем	Кат. номер
FBS Аналог стерильный фильтрованный, гамма-облученный, термоинактивированный	1 л	2223LT001
FBS Аналог стерильный фильтрованный, гамма-облученный	1 л	2224LT001
FBS Аналог стерильный фильтрованный	1 л	2248LT001
Лизат тромбоцитов человека, премиум качества	50 мл 100 мл 500 мл	2304ML050 2304ML100 2304ML500
Лизат тромбоцитов человека, с пониженным содержанием фибриногена, премиум качества	50 мл 100 мл 500 мл	2319ML050 2319ML100 2319ML500
Лизат тромбоцитов человека, с пониженным содержанием фибриногена, GMP-качество	50 мл 100 мл 500 мл	2320ML050 2320ML100 2320ML500
Лизат тромбоцитов человека, с пониженным содержанием фибриногена, гамма-облученный, GMP-качество	50 мл 100 мл 500 мл	2322ML050 2322ML100 2322ML500
Лизат тромбоцитов человека, с пониженным содержанием фибриногена, гамма-облученный, GMP качество	50 мл 100 мл 500 мл	2322ML050 2322ML100 2322ML500



117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ



Реагенты для мацерации тканей

Наименование	Производитель	Кат. номер	Фасовка
Коллагеназа I	NeoFroxx	1904MG100	100 мг
		1904GR001	1 г
	Worthington	LS004194	100 мг
		LS004196	1 г
		LS004197	5 г
Коллагеназа II	NeoFroxx	2275MG100	100 мг
		2275GR001	1 г
	Worthington	LS004174	100 мг
		LS004176	1 г
		LS004177	5 г
Коллагеназа IV	NeoFroxx	2091MG100	100 мг
		2091GR001	1 г
	Worthington	LS004186	100 мг
		LS004188	1 г
		LS004189	5 г
Папаин, раствор (61.25 мг/л в DPBS) с ЭДТА и L-Цистеином, для клеточной биологии	NeoFroxx	2395ML100	100 мл
Папаин, раствор (61.25 мг/л в DPBS)	NeoFroxx	2427ML100	100 мл
Папаин, суспензия	Worthington	LS003124	25 мг
		LS003126	100 мг
		LS003127	1 г
Нейтральная протеаза (диспаза)	NeoFroxx	LS02109	1 г
		LS02111	5 г

Реагенты для диссоциации клеток

Продукт	Объем	Кат. номер
Раствор Accutase® для диссоциации клеток с ЭДТА и феноловым красным	100 мл	1600ML100
Ингибитор трипсина (1 мг/мл)	100 мл	4266ML100
Ингибитор трипсина III, 1 мг/мл в DPBS	5 мл	7349ML100
Трипсин (0.05 %) – ЭДТА (0.02 %) в DPBS, без Ca и Mg, без фенолового красного	100 мл	2110ML100
Трипсин (0.05 %)- ЭДТА (0.02 %) в DPBS, без Ca и Mg, с феноловым красным	100 мл 500 мл	7334ML100 7334ML500
Трипсин (0,5 %) – ЭДТА (0,2 %) 10X в DPBS, без Ca и Mg, без фенолового красного	100 мл	2472ML100
10X Трипсин (0,5 %) – ЭДТА 4Na (0,2 %), в 0,85 % физрастворе	100 мл 500 мл	7344ML100 7344ML500
Трипсин (0,25 %) – ЭДТА (0,02 %) в HBSS, без Ca и Mg, с феноловым красным	100 мл	1501ML100
Трипсин (0,25 %) – ЭДТА (0,02 %) в DPBS, без Ca and Mg	100 мл 500 мл	7337ML100 7337ML500
Трипсин (0,25 %) – ЭДТА (0,02 %) в DPBS, без Ca and Mg, с феноловым красным	100 мл 500 мл	7338ML100 7338ML500
Трипсин (0,25 %) - 1 mM EDTA 4 Na, в DPBS, без Ca and Mg	100 мл	7339ML100
Трипсин (0,25 %) - 1 mM EDTA 4 Na, в HBSS, без Ca and Mg,с феноловым красным	100 мл 500 мл	7340ML100 7340ML500
Трипсин (0,25 %) - 0.53 mM EDTA, в HBSS, без Ca and Mg, с феноловым красным	100 мл	7341ML100
Трипсин (0,25 %) в DPBS, без Ca and Mg	100 мл	7342ML100
Трипсин (0,25 %) в KCl, с Phenol red, с 2.2 g/L NaHCO3	100 мл	7343ML100
Трипсин (0,05 %) – ЭДТА-4 Na (0,02 %) в HBSS, без Ca и Mg, с феноловым красным	100 мл	1444ML100
Трипсин (0,05 %) – ЭДТА (0,02 %) в HBSS, без Ca и Mg, с феноловым красным	100 мл 500 мл	7335ML100 7335ML500

117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

Реагенты для диссоциации клеток

Продукт	Объем	Кат. номер
Трипсин (0,05 %) – ЭДТА (0,1 %) в DPBS, без Ca and Mg	100 мл 500 мл	7336ML100 7336ML500
(10x) Trypsin (2,5 %) в DPBS, без Ca and Mg	100 мл 500 мл	7345ML100 7345ML500
Трипсин 1:250 из свиной поджелудочной железы	100 г	1004GR100
ЭДТА раствор pH 8 (0,5 M), стерильный	100 мл	2487ML100
ЭДТА раствор 1 % в DPBS	100 г	4278ML100
ЭДТА, порошок	100 г 500 г 1 кг	1898GR100 1898GR500 1898KG001
Trypsin (2,5 %) in DPBS (10x)	100 мл	7315ML100

Подбор реагентов для диссоциации клеток

Форма выпуска Жидкость/ Порошок	Трипсин	ЭДТА	DPBS	HBSS	Соли Ca и Mg	Феноловый красный	Кратность	Кат. номер	Комментарий
Трипсин 0,05 %									
Ж	0,05 %	0,02 %	Да	–	–	–	[1x]	2110ML100	
Ж	0,05 %	0,02 %	Да	–	–	Да	[1x]	7334ML100 7334ML500	
Ж	0,05 %	0,02 %	–	Да	–	Да	[1x]	1444ML100	ЭДТА-4Na
Ж	0,05 %	0,02 %	–	Да	–	Да	[1x]	7335ML100 7335ML500	
Ж	0,05 %	0,1 %	Да	–	–	–	[1x]	7336ML100 7336ML500	
Трипсин 0,25 %									
Ж	0,25 %	0,02 %	–	Да	–	Да	[1x]	1501ML100	
Ж	0,25 %	0,02 %	Да	–	–	–	[1x]	7337ML100 7337ML500	
Ж	0,25 %	0,02 %	Да	–	–	Да	[1x]	7338ML100 7338ML500	
Ж	0,25 %	1 mM	Да	–	–	–	[1x]	7339ML100	EDTA 4 Na
Ж	0,25 %	1 mM	–	Да	–	Да	[1x]	7340ML100 7340ML500	EDTA 4 Na
Ж	0,25 %	0.53 mM	–	Да	–	Да	[1x]	7341ML100	
Ж	0,25 %	–	Да	–	–	–	[1x]	7342ML100	
Ж	0,25 %	–	–	–	–	Да	[1x]	7343ML100	в KCl, 2.2 g/L NaHCO3
Трипсин 0,50 %									
Ж	0,50 %	0,20 %	Да	–	–	–	[10x]	2472ML100	
Ж	0,50 %	0,20 %	–	–	–	–	[10x]	7344ML100 7344ML500	EDTA 4Na, 0,85-м % физрастворе
Трипсин 0,50 %									
Ж	2,5 %	–	Да	–	–	–	[10x]	7345ML100 7345ML500	



117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

Реагенты для трансфекции

Наименование	Применение	Тип клеток	Аналог	Производитель	Кат. номер	Фасовка
INVect				NeoFroxx	1714ML001	1 мл
LipoFectMax	Трансфекция ДНК, РНК	Эукариотические	Lipofectamine™ 2000	ABP Biosciences	FP310	1 мл 3 мл
LipoFectMax 3000	Трансфекция ДНК, РНК	Трудно трансфици-руемые и обычные	Lipofectamine™3000	ABP Biosciences	FP318	0.75 мл 1.5 мл
PolyFect™	Трансфекция ДНК, РНК	Эукариотические	PolyJet™	ABP Biosciences	FP330	1 мл 3 мл
PolyFectRNA™	Трансфекция siRNA или miRNA	Трудно трансфици-руемые и обычные	Lipofectamine™ RNAiMAX	ABP Biosciences	FP332	1 мл 3 мл
Fect293™	Экспрессия белка	Суспензия 293	ExpiFectamine™ 293	ABP Biosciences	FP315	1 мл
FectCHO™	Экспрессия белка	Суспензия CHO	ExpiFectamine™ CHO	ABP Biosciences	FP316	1 мл
PolyFectVIR™	Производство вирусов	HEK-293	FectoVIR®-AAV, PEIpro®	ABP Biosciences	FP317	1 мл 10 мл 100 мл

Факторы прикрепления клеток

Наименование	Производитель	Кат. номер	Фасовка
Желатин порошкообразный, ч., для фармакологии (EP, NF)	NeoFroxx	LC-10003.1 LC-10003.2	500 г 5 кг
Раствор желатина 0,1 % в DPBS	NeoFroxx	7346ML500	500 мл
Раствор желатина 2 % в DPBS, без Ca, Mg	NeoFroxx	7347ML100	100 мл
Коллаген Cultrex бычий I	R&D Systems	3442-050-01	50 мг
Фибронектин человека Cultrex для стволовых клеток квалифицированный, PathClear	R&D Systems	3420-001-03 3420-001-01	50 мкг 1 мг
Сверхчистый ламинин мыши	Corning	354239	1 мг
Ламинин мыши	Corning	354232	1 мг
Поли-L-Лизина раствор 0.1% (w/v) в воде для клеточной биологии	NeoFroxx	2121ML100	100 мл
Матригель			
Базальная мембранная матрица со сниженным фактором роста (GFR), без фенолового красного, без LDEV	Corning	356239 356237 356234	100 мл 10 мл 5 мл
Базальная мембранная матрица со сниженным фактором роста (GFR), без LDEV	Corning	356230	5 мл
Базальная мембранная матрица, высокой концентрации, со сниженным фактором роста, без LDEV	Corning	354263	10 мл
Матрица, соответствующая требованиям hESC, без LDEV	Corning	354277	5 мл
Базальная мембранная матрица, высокой концентрации, без фенолового красного, без LDEV	Corning	354262	10 мл
Базальная мембранная матрица, без LDEV	Corning	354234	10 мл
Базальная мембранная матрица, высокой концентрации, без LDEV	Corning	354248	10 мл
Базальная мембранная матрица, со сниженным фактором роста, без LDEV	Corning	354230	10 мл
Для органоидов Star Matrigengel	ABW (Mogengel Bio)	827555 82755	5 мл 10 мл
Для стволовых клеток Star Matrigengel	ABW (Mogengel Bio)	827775 82777	5 мл 10 мл
Высококонцентрированный Star Matrigengel, со сниженным фактором роста, без фенолового красного	ABW (Mogengel Bio)	827235	5 мл
Высококонцентрированный Star Matrigengel, без фенолового красного	ABW (Mogengel Bio)	827265	5 мл
Высококонцентрированный Star Matrigengel	ABW (Mogengel Bio)	827245	5 мл
Star Matrigengel, со сниженным фактором роста, без фенолового красного	ABW (Mogengel Bio)	827035	5 мл
Star Matrigengel, со сниженным фактором роста	ABW (Mogengel Bio)	827015	5 мл
Стандартный Star Matrigengel, без фенолового красного	ABW (Mogengel Bio)	827065	5 мл
Стандартный Star Matrigengel	ABW (Mogengel Bio)	827045	5 мл


117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

Микроносители клеток

Наименование	Производитель	Кат. номер	Фасовка
Микроноситель клеток чешуйчатый, диаметр 6 мм, площадь покрытия (120 см2/см3)	FUDAO	C090001 C090500 C090050	4000 шт 5000 шт 2000 шт
Микроноситель клеток сферический, обраб. пов-ть, на осн. агарозных шариков	FUDAO	C100001 C100500 C100050	4000 шт 5000 шт 2000 шт

Факторы роста клеток

Наименование	Вид	Производитель	Кат. номер	Фасовка
Гранулоцит-макрофаг-колониестимулирующий фактор GM-CSF/CSF2	человек мышь крыса	Sino Biological	10015-H07H 51048-M07H 80020-R07H	100 мкг 1 мг 500 мкг 50 мкг 50 мкг 1 мг
Инсулиноподобный фактор роста-II (IGF-II)	человек	Sino Biological	13032-HNAY	100 мкг 1 мг
Интерлейкин-2, (IL-2)	человек мышь крыса	Sino Biological	11848-H08H 51061-MNAE 80075-RNAE	100 мкг 1 мг 100 мкг 20 мг 1 мг 100 мкг 5 мкг
Интерлейкин-3, (IL-3)	человек мышь крыса	Sino Biological	11858-H08H 51066-MNAH 80235-R08B	100 мкг 1 мг 50 мкг 10 мкг 1 мг 50 мкг 1 мг
Интерлейкин-6, (IL-6)	человек мышь крыса	Sino Biological	10395-HNAE 50136-MNAE 80076-RNAE	100 мкг 20 мкг 1 мг 100 мкг 20 мкг 1 мг 100 мкг 20 мкг 1 мг
Лиганд FMS-подобный тирозинкиназы 3, (FLT3)	человек мышь	Sino Biological	10445-H08H 51119-M08H	100 мкг 1 мг 50 мкг 1 мг
Фактор роста рекомбинантный тромбоэтин, (TPO)	человек мышь	Sino Biological	10381-H07H 50146-M08H	100 мкг 1 мг 100 мкг 1 мг
Тромбоцитарный фактор роста B, (PDGF B)	человек мышь	Sino Biological	10572-H07Y 50801-M07Y	50 мкг 1 мг 50 мкг 1 мг
Фактор некроза опухоли альфа, (TNF-alfa)	человек мышь крыса	Sino Biological	10602-HNAE 50349-MNAE 80045-RNAE	100 мкг 10 мкг 1 мг 100 мкг 20 мкг 1 мг 20 мкг
Фактор стволовых клеток рекомбинантный, (SCF)	человек мышь	Sino Biological	10451-H08B 50487-M08B	100 мкг 1 мг 100 мкг 1 мг
Фактор роста трансформирующий-бета 1, (TGFB1)	человек мышь крыса	Sino Biological	10804-H08H-B 50698-M08H 80116-R08H	100 мкг 50 мкг 100 мкг 1 мг 20 мкг
Фактор роста фибробластов, (FGF2)	человек	Sino Biological	10014-HNAE	100 мкг 1 мг
Эпидермальный фактор роста, (EGF)	человек мышь крыса	Sino Biological	10605-HNAE 50482-M08H1 80446-RNAE	100 мкг 1 мг 50 мкг 100 мкг 1 мг
Эритропоэтин-альфа рекомбинантный, (EPO)	человек мышь крыса	Sino Biological	10236-H02H 51099-M08H 80055-R08B	100 мкг 1 мг 50 мкг 20 мкг 1 мг



117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

Среда для разделения лимфоцитов (раствор Фиколла)

Продукт	Объем	Кат. номер
Среда для разделения тромбоцитов 1,063 г/мл для центрифугирования в градиенте плотности	100 мл 500 мл	7350ML100 7350ML500
Среда для разделения моноцитов 1,068 г/мл для центрифугирования в градиенте плотности	100 мл 500 мл	7352ML100 7352ML500
Среда для разделения лимфоцитов 1,077 г/мл для центрифугирования в градиенте плотности	100 мл 500 мл	2464ML100 2464ML500
Среда для разделения клеток 1,091 г/мл для центрифугирования в градиенте плотности	500 мл	7351ML500
Среда для разделения клеток 1,100 г/мл для центрифугирования в градиенте плотности	500 мл	7353ML500
Среда для разделения гранулоцитов 1,119 г/мл для центрифугирования в градиенте плотности	500 мл	7354ML500
Фиколл 400	100 мл	1345GR100

Цитогенетика

Продукт	Объем	Кат. номер
AmnioFroxx (тип A). Полная среда для клеток амниотической жидкости и образцов ворсинок хориона	500 мл	2364ML500
AmnioFroxx (тип B). Полная среда для клеток амниотической жидкости и образцов ворсинок хориона	500 мл	2466ML500
LymphoFroxx (периферическая кровь). Полная среда для хромосомного анализа	100 мл	2471ML100
Колцемида раствор (10 мкг/мл в DPBS), для хромосомного анализа	10 мл	2473ML010
MarrowFroxx (клетки костного мозга). Полная среда для хромосомного анализа	100 мл	2488ML100
Фитогемагглютинин M (PHA-M) раствор, для хромосомного анализа	10 мл	2474ML010

Красители

Продукт	Объем	Кат. номер
Краситель бисБензимид Hoechst 33258	25 мг 1 г	2281MG025 2281GR001
Краситель бисБензимид Hoechst 33342	25 мг 50 мг 100 мг 1 г	2289MG025 2289MG050 2289MG100 2289GR001
Трипановый синий, раствор 0,5 % в DPBS	100 мл	1921ML100
Трипановый синий, раствор 0,4 %, стерильный	100 мл	1475ML100
Тиазолиловый синий тетразолий бромид (MTT)	1 г 5 г	1334GR001 1334GR005
Натриевая соль XTT	50 мг 100 мг 250 мг 500 мг 1 г 5 г	1261MG050 1261MG100 1261MG250 1261MG500 1261GR001 1261GR005
Йодид пропидия	25 мг 100 мг	1246MG025 1246MG100


Дезинфекция

Продукт	Объем	Кат. номер
Средство для дезинфекции поверхностей Fermacidal D2, распылитель	1 л 5 л 10 л	7000LT001 7000LT005 7000LT010
Дезинфицирующий раствор для водяной бани (1000X) с цветным индикатором	100 мл	LC-6014.3

117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

Реактивы культуральной чистоты

	Продукт	Cas-no	Фасовка	Кат. номер
Амино-кислоты	L-Аланил-L-глутамин	39537-23-0	25 г 100 г	1201GR025 1201GR100
	L-Аланин	56-41-7	100 г 1 кг	1200GR100 1200KG001
	L-Аргинин, свободное основание	74-79-3	25 г 100 г	1202GR025 1202GR100
	L-Аргинин гидрохлорид	1119-34-2	100 г 1 кг	1203GR100 1203KG001
	L-Аспарагин моногидрат	5794-13-8	100 г 500 г	1204GR100 1204GR500
	L-Аспарагиновая кислота	56-84-8	100 г 500 г	1205GR100 1205GR500
	L-Валин	72-18-4	100 г 1 кг	1224GR100 1224KG001
	L-гидроксипролин	51-35-4	50 г 100 г	1213GR050 1213GR100
	L-Гистидин, свободное основание	71-00-1	25 г 100 г	1211GR025 1211GR100
	L-Гистидин гидрохлорид моногидрат	5934-29-2	100 г 500 г	1212GR100 1212GR500
	Глицин	56-40-6	100 г 500 г	1193GR100 1193GR500
	L-Глутамин	56-85-9	100 г 500 г	1210GR100 1210GR500
	L-Глутаминовая кислота	56-86-0	250 г 1 кг	1209GR250 1209KG001
	L-Изолейцин	73-32-5	100 г 1 кг	1214GR100 1214KG001
	L-Лейцин	61-90-5	100 г 1 кг	1215GR100 1215KG001
	L-Лизин моногидрохлорид	657-27-2	100 г 1 кг	1216GR100 1216KG001
	L-Метионин	63-68-3	100 г 1 кг	1217GR100 1217KG001
	L-Пролин	147-85-3	100 г 1 кг	1219GR100 1219KG001
	L-Серин	56-45-1	100 г 1 кг	1220GR100 1220KG001
	L-Тирозин	60-18-4	100 г 1 кг	1223GR100 1223KG001
	L-Треонин	72-19-5	100 г 1 кг	1221GR100 1221KG001
	L-Триптофан	73-22-3	100 г 500 г	1222GR100 1222GR500
	L-Фенилаланин	63-91-2	50 г 100 г	1218GR050 1218GR100
	L-Цистеин	52-90-4	50 г 100 г	1206GR050 1206GR100
	L-Цистеин гидрохлорид	7048-04-06	100 г 500 г	1207GR100 1207GR500
	L-Цистин	56-89-3	100 г	1208GR100



117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

Реактивы культуральной чистоты

	Продукт	Cas-no	Фасовка	Кат. номер
Углеводы	D(+)-Галактоза	59-23-4	100 г 500 г	1410GR100 1410GR500
	D(+)-Глюкоза, безводная	50-99-7	500 г 1 кг	1191GR500 1191KG001
	D(+)-Рафиноза пентагидрат	17629-30-0	1 кг 25 кг	1536KG001 1536KG025
	D(+)-Сахароза	57-50-1	1 кг	1807KG001
Реагенты	Кобальта (II) хлорид гексагидрат	7791-13-1	100 г	2309GR100
	Гепарина натриевая соль	9041-08-1	500 KU 1 г	1170KU500 1170GR001
	Полибрен (гексадиметрин бромид)	28728-55-4	5 г 10 г	2295GR005 2295GR010
	Калия хлорид	7447-40-7	250 г 1 кг	1197GR250 1197KG001
	Калия дигидрофосфат	7778-77-0	250 г 1 кг	1199GR250 1199KG001
	Натрия бутират	156-54-7	100 г	9865GR100
	Натрия гидрокарбонат	144-55-8	1 кг 5 кг	1229KG001 1229KG005
	Витамин B12	68-19-9	1 г 5 г	1243GR001 1243GR005
	Pluronic® F68	9003-11-6	25 г 25 кг	1406GR025 1406KG025



117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3 | +7 (495) 780-96-35 | bio-sales@med-std.ru | www.med-std.ru

Скачать каталог

Медстандарт

bio-sales@med-std.ru
www.med-std.ru
117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2, помещение 1, комната 3
+7 (495) 780-96-35

v1011-05